

## 68 – REQUISIÇÃO/INSTRUÇÃO DE COLETA - CONTROLE DE AUTOCLAVE COM FITAS

revisão 01

### Instruções técnicas:

As fitas contendo os esporos serão fornecidas quando solicitadas. Deverão ser submetidas ao mesmo processo de esterilização que sofrerá o material que se deseja esterilizar e remetidas para cultivo. O laudo será fornecido após 48 horas de cultivo. A ineficiência da esterilização, entretanto, será informada de forma emergencial. A recomendação do Ministério da Saúde é o controle semanal.

Atenção: Os pequenos envelopes com as fitas não devem ser abertos, mas identificados conforme os locais onde foram posicionados.

Nome da Empresa/Cliente .....

Telefone para contato .....

Responsável pela esterilização (nome completo):

.....

Equipamento de esterilização:  autoclave  estufa

Marca: ..... Modelo: ..... N° de série: .....

Posição onde foram colocadas as tiras de teste:

Equipamento com 2 ou 3 compartimentos:

Compartimento superior.....  no meio  na frente  nos fundos

Compartimento intermediário.....  no meio  na frente  nos fundos

Compartimento inferior.....  no meio  na frente  nos fundos

Equipamento com compartimento único:

no meio  na frente  nos fundos

Data e hora da esterilização: .....

\_\_\_\_\_  
assinatura do solicitante e responsável pelas informações

ANEXAR AO MT